ペットの為のコンフォートライフ

義肢・装具・車いす・リハビリ用品・介護用品

Catalogue Volume10

2026.5

アニマルオルソジャパン

Animal Ortho Japan P&O



info@animalorthojapan.jp

www.animalorthojapan.jp

おさんぽソックス

足に密着！ 脱げにくい！

犬用
ソックス

既製品

効果・効能

- アスファルトやマンホールの熱から保護！
- 肉球や足部を守ります！
- フローリングでの滑り対策！
- 雨の日のお散歩にも！
- 防災グッズとしても活用可能！！
- 雪遊びやレジャーにも！



イエロー　ピンク　ブルー　ブラック

1セット（2個入）

室内でも屋外でも毎日活躍します！





こんなに伸びる!!!






雨の日にも！

雪からも守ります!!!



サイズチェック表





サイズチェックの際の注意点

① ワンちゃんが立っている時に接地している肉球を合わせて下さい。
② タテの長さは爪先まで、ヨコの幅は一番太いところで合わせて下さい。

ポイント
サイズ選択に迷った時は小さいサイズの方がオススメです。

参考犬種サイズ

3S	チワワ・ポメラニアン・シーズー
SS	ミニチュアダックスフンド（後肢）・柴犬（後肢） フレンチブルドック・トイプードル
S	ミニチュアダックスフンド（前肢）・柴犬（前肢） コーギー（後肢）
M	ボーダーコリー・ボクサー・コーギー（前肢）
L	ラブラドール・ゴールデンレトリバー



ジャストサイズ ◎
足の形が出るまでソックスが伸び、ピッタリとフィットしている



NG ✕
まだソックスが伸びる余地があると脱げる原因に



既製品

ホールドカラー スポンジタイプ


特徴

- 優しくしっかり固定
- 軽量スポンジ使用
- マジックで簡単着脱・周径調整





ミント　レッド　ブラウン　イエロー



	3S チワワ	SS チワワ	S トイプードル	M ダックスフンド コーギー	L ビーグル コリー	LL レトリバー ハスキー
①高さ	5cm	6cm	8cm	10cm	12cm	14cm
②周径	17~24cm	19~27cm	22~29cm	24~33cm	28~41cm	38~47cm
重さ	19.5g	27.5g	45g	64g	93.5g	142.5g

※高さは、カラー本体の高さになります。
※周径は、わんちゃんの周径目安値です。

ホールドカラー メッシュタイプ

超小型犬～大型犬まで対応

※メッシュタイプはイエローのみです

特徴


- 通気性抜群
- しっかり固定
- マジックで簡単着脱・周径調整





上下にスポンジが入っているので、
ソフトな着け心地！





※高さは、カラー本体の高さになります。
※周径は、わんちゃんの周径目安値です。

スタンダード

	3S	SS	S	M	L	LL
①高さ	5cm	6cm	8cm	10cm	12cm	14cm
②周径	17~22cm	19~23cm	23~28cm	22~34cm	32~40cm	38~47cm
重さ	30.5g	39g	53g	70g	86.5g	104.5g

ショートタイプ

スタンダードより
高さが低いタイプ

	3S	SS	S	M	L	LL
①高さ	—	—	6cm	8cm	10cm	12cm
②周径	—	—	23~28cm	22~34cm	32~40cm	38~47cm
重さ	—	—	44g	63.5g	79.5g	99g

ピタカラーノーマルタイプ

既製品

特徴

- 前屈・後屈・側屈運動を制限
- 頸椎 5・6・7 番まで保持
- 角度調整可能



支柱で角度の調整が可能





オレンジ・ブルー

ピタカラーオプション付タイプ

顎受け・頭部保持タイプ

特徴

- 前屈・後屈・側屈運動を制限
- 頸椎 1 ～ 7 番まで保持
- 角度調整可能
- OPE 後の安静を要する際に



2 箇所の角度調整が可能です



オレンジ・ブルー



	①下顎～肩甲骨までの長さ	②首（中間）の周径
S	6 ~ 8cm	23 ~ 29cm
M	9 ~ 11cm	30 ~ 39cm
L	12 ~ 14cm	40 ~ 49cm

バランスコルセット

胸腰椎用
コルセット

既製品

特徴

- 背骨ラインは手術創にやさしいやわらか素材
- 装着した状態で排泄可能
- 動きにフィットするスポーツデザイン
- マジックで簡単着脱
- 通気性抜群
- 後肢を補助しながらお散歩できるコルセット



胴周りのベルトや首・足のベルトははさみでカットでき調整できます。



ピタコル


特徴

- 術後も安心硬性コルセット
- マジックで簡単着脱
- 屈曲・伸展・側屈制限
- 装着した状態で排泄可能





ブルー・オレンジ



サイズ	① 肩甲骨～尾根	② ①の前から1/3の位置の胴回り
S	23～26cm	55cmまで
M	27～30cm	
L	31～33cm	
LL	34～37cm	
3L	41～45cm	60cmまで

※3Lは、バランスコルセットのみ

ホールドショルダー

装着方法説明と
装着したわんちゃんの歩行動画をご覧いただけます。

肩関節
サポーター

既製品

特徴

- 肩を脱臼したわんちゃんの動きを制限
- 装着した状態でも伏せ・歩行が可能
- やわらか素材を使用
- マジックで簡単着脱



ピンク




イエロー

固定バーにより
制限をかけます









ソフトメジャーで①～③の計測を行ってください。

セット内容



サポーター



固定バー 2サイズ
★どちらか1個を使用

サイズ	①左肘関節～右肘関節までの長さ	②前肢付根～肘関節の長さ	③左右肘関節位置での長さ
SS	25～30cmまで	2.5cm以上	3～4cm
S	30～34cmまで	3.5cm以上	4～5cm
M	35～38cmまで		5～6cm

ホールドニー

膝関節
サポーター

既製品

このサポーターを装着するには、
前肢用のハーネスが必要になります。

特徴


- 膝関節の安定
- ずり落ちない
- 装着したまま排泄可能
- マジックで簡単着脱

※両足の場合は、サポーター同士を繋げることで使用できます。



両側に芯材が入っている為、
しっかり支えることができます！

健側には、リングを通し、
ハーネスに繋げる為ずれ落ちにくくなっています！



サイズ	4-14	5-14	7-16	8-19	9-22
① 長さ	4 ～ 5cm	5 ～ 6cm	7 ～ 8cm	8 ～ 9cm	9 ～ 10cm
② 長さ	3 ～ 5cm	5 ～ 8cm	5.5 ～ 8.5cm	6 ～ 9cm	6 ～ 9cm
③ 周径	7 ～ 9cm	7 ～ 9cm	7 ～ 10cm	9 ～ 12cm	12 ～ 15cm
④ 周径	13 ～ 15cm	13 ～ 15cm	14 ～ 18cm	17 ～ 21cm	20 ～ 24cm
⑤ 周径	14.5 ～ 17.5cm	16 ～ 19cm	20 ～ 24cm	22 ～ 26cm	30 ～ 34cm

★左右あります。両側も可能。

フットアップゴム

★後肢専用

後肢用
サポーター

既製品

特徴

- 軽度のナックリングに
- ゴムの力で足先を引き上げます
- 簡単着脱

歩行動画

QR コードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

フットアップ用ゴム無し　　フットアップ用ゴム有り





	①足根関節上周径	②本体ベルトの高さ
小型犬用	8 ～ 12cm	3cm
中型犬用	10 ～ 15cm	3.5cm
大型犬用	10 ～ 15cm	5.5cm まで

2 の距離が、②の数値以上であれば適合します。

※コーギー・ダックスフンドは、②本体ベルトの高さが適合するかご確認ください。

ヒップリングハーネス

歩行補助用

既製品

特徴

- 歩行補助が可能
- 装着した状態で排泄可能
- 簡単着脱

小型犬～大型犬
まで対応













	SS チワワ	S トイプードル	M 柴犬	L ゴールデンレトリバー	LL ニューファンドランド
リング内径	8 cm	9.5 cm	12.5 cm	15 cm	20 cm
持ち手の長さ	55 ~ 65 cm	55 ~ 65 cm	35 ~ 55 cm	10 ~ 20 cm	10 ~ 20 cm
ウエスト周径	23 ~ 28 cm	29 ~ 35 cm	39 ~ 45 cm	53 ~ 57 cm	60～70 cm

わんにゃんマット


既製品



特徴

- 患部への圧迫感を軽減
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材
- 撥水・防水清拭タイプ
- ケージに合わせたサイズ製作可能（有料）

猫・小型犬用		中・大型犬用
縦 65× 横 40× 厚さ 5cm	サイズ	縦 100× 横 60× 厚さ 5cm
約830ｇ	重量	約1650ｇ
低反発ポリウレタンフォーム ポリウレタンフォーム※1	材質	ポリウレタンフォーム ウレタンチップフォーム※2
カバー：ポリウレタンフィルム ラミネート加工布（撥水）	材質	カバー：ポリウレタンフィルム ラミネート加工布（撥水）



低反発ポリウレタンフォーム
ポリウレタンフォーム※1

猫・小型犬用



ポリウレタンフォーム
ウレタンチップフォーム※2

中・大型犬用

AOJ おむつカバー

防水生地を使用しているため、
モレての安心！




後肢麻痺で引きずって 歩いても、おむつがずれないようにカバーします

特徴


- マジックと両開きファスナーで簡単着脱
- メッシュタイプで通気性抜群
- 防水生地使用！







マジックでペタッと留めてズレ防止！
（わんちゃんに合わせてハサミでカットできます）



サイズ	① 肋骨後ろの周径
S（ミニチュアダックス用）	30～45ｃｍ
M（コーギー用）	45～65ｃｍ

※洗濯方法：
中性洗剤で手洗い後、陰干ししてください。

コルク製副子コルクスプリント

病院備品
病院様のみ販売

既製品

骨折時の安静維持、良肢位の確保



特徴


- 骨折部位の支持・固定
- 通気性に優れた空気孔加工
- 動物にやさしいコルク素材
- ハサミで簡単カット



※下巻き材の上から使用し、粘着テープで固定



ハサミで必要な長さに
カット出来ます




※製造ロットにより若干の誤差があります。

初回限定セット
SS×４本　S×４本　M×４本　L×１本


ＡＯＪオペ室マット

術者の足からくる疲労を軽減します




特徴

- 適度な弾力性で足・腰の疲れを軽減
- 抗菌処理済
- 断熱効果が高い足元の冷えを軽減
- 防水加工・水洗いできます



表面は滑りにくい波型パターン



※使用例

【サイズ】　W900×D600mm, T=15.20mm

病院備品

既製品

ソフトゲルチューブ

特徴


- 傷の保護
- 包帯などの汚れ予防
- 伸縮性抜群
- お手入れ簡単





伸縮性に優れている為、
血流を妨げず装着できます。

長さ：約 15 ㎝ (3S ～ M まで同じ)







指定の長さにハサミで
カットできます。



サイズ表	※サイズにごとにカラーが違います。	
サイズ	カラー	適応周径
3S	イエロー	5 cm ～ 8 cm
SS	ブラック	6 cm ～ 9 cm
S	ブルー	7 cm ～ 1 0 cm
M	ピンク	8 cm ～ 1 2 cm

AOJ 心臓マッサージトレーニングモデル

胸郭を工夫し、胸部圧迫の臨場感を出しました。

ＢＬＳ（一次救命処置）やＡＬＳ（二次救命処置）の訓練にも使用できます。


【材質】
本体：ウレタン・ポリエチレン・ポリ塩化ビニル
本体カバー：ポリエステル





【中型犬サイズ】

気管挿管を想定した訓練も可能



オーダーメイド装具のご注文の流れ

ご来店が可能な場合
予約制となっておりますので
お電話にてご予約をお願い致します。

製作の流れ

1. ※メールやＬＩＮＥにてお送りください。
   歩容や症状を撮影（動画・静止画）
2. 製作する装具のご提案・見積提示
3. 来店にて
   採型・採寸
4. ※必要な場合のみ
   仮合わせ
5. 納品
6. ※もし適合に不具合がある場合は、修正等ご相談
   病院様で装着（納品）
   必要に応じて、仮合せをする場合があります。（納期が変わります。）
7. ※採型キットが届き次第、1～2週間程度で製作
   装具製作・発送

ご来店が不可能な場合
病院様へご協力いただき
採型・採寸を行います。

製作の流れ

3. 採型キットの発送
4. ※採型方法は、下記ＱＲコードよりご確認いただけます。
   採型・採寸
5. 採型キットのご返送

【採型・採寸の方法】

採型キット内容
- 採型用プラスチックシート
- 採寸用紙
- 患者様の情報記入表
- 採型見本品



７５度以上のお湯に採型用プラスチックシートを浸すと、柔らかくなりますので動物の患部に巻き付け、採型を行って頂きます。
詳しい方法、採型角度・範囲はその都度異なりますので、ご案内させて頂いております

お問合せの際は、病院名・症状・動画、画像ご相談内容を記載の上お問合せくださいませ。
また、動画・画像は症状がわかるように動物と同じ高さにカメラを合わせて撮影してください。

メールの場合 →
メールアドレス：info@animalorthojapan.jp（画像動画の添付は 10 メガ以内）
こちらのアドレスまで、お送りください。

LINE 公式アカウント →
LINE を開いて頂き、LINE の QR コードリーダーでスキャンして頂くと、
『アニマルオルソジャパン』をお友達追加できます。
『アニマルオルソジャパン』で検索いただいても追加可能です。


オーダーメイド
ORDER-MADE

AOJ 胸腰椎コルセット

対象疾患：椎間板ヘルニア・悪性腫瘍・脊椎の不安定 等

- 症状や用途に合わせて製作します。
- カラー選択可能：ブラック・レッド・イエロー
- 採寸で製作
- 納期：約 2 週間 ～







コルセット型ハーネス

AOJ 軟性サポーター

対象疾患：関節炎・靭帯損傷 等

目的

- 関節保持
- 関節の側方動揺制限
- 簡単着脱

- 採寸 + 採型で製作
- 納期：約 2 週間 ～

歩行動画

QR コードを読み込むと
YOUTUBE に移動します。

カラー選択可能：ブラック・ピンク・イエロー・ブルー

前肢用



手根関節サポーター



手根関節サポーター



肘関節サポーター

後肢用



膝サポーター



膝サポーター



足根関節サポーター

ＡＯＪフットウェア

オーダーメイド
ORDER-MADE

対象疾患：胸腰椎椎間板ヘルニア・リウマチ・肉球損傷 等

目的

- 関節保持
- ナックリングに対するフットアップ効果
- 屋外活動でも破れにくい強い素材
- 歩行時も脱げにくく安定保護
- リウマチに対する傷予防

- 採寸＋採型で製作
- 納期：約２週間～

カラー選択可能：ブラック・ピンク・イエロー・ブルー

歩行動画


QR コードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

フットウェア無し

フットウェア有り

前肢用







【後肢用】







爪先のやぶれ防止にプラスチックカバー付き

オーダーメイド
ORDER-MADE


AOJ シューホン装具

- 採寸 + 採型で製作
- 納期：約 2 週間～

対象疾患：神経麻痺によるナックリング・下肢の変形 等

目的・特徴

- 関節保持
- 関節の側方動揺制限
- ナックリングに対するフットアップ効果
- 屋外活動でも壊れにくい強い素材





体に当たる部分は
クッション性に優れた
素材を使用

歩行動画

QR コードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

装具無し　装具有り

AOJ　VAPC 装具

- 採寸 + 採型で製作
- 納期：約 2 週間～

対象疾患：手根・足根関節側副靭帯損傷・橈骨神経麻痺 等

目的・特徴

- 関節保持
- 関節の側方動揺制限
- 屈曲・伸展角度を任意に設定
- 屋外活動でも壊れにくい強い素材



過伸展防止装具



伸展制限用



手根関節外転防止装具



歩行動画

QR コードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

装具無し　装具有り

AOJ ファンクショナルフラクチャーブレース ©

オーダーメイド
ORDER-MADE

対象疾患：橈骨・尺骨骨折 等

目的・特徴

- 骨折部位での圧迫による固定
- ギプス固定の代用として
- 脱着可能

- 採寸 + 採型で製作
- 納期：約 2 週間〜




マジックベルトで固定



橈尺骨骨折や偽関節に製作した例

【固定方法】
巻込み式（サルミエント方式）により、筋肉を周囲から圧迫する事により骨折部を固定し、筋肉の委縮・関節の拘縮を防ぎ、骨癒合が促進される



全体を巻き、包み込む事により、外圧からのねじれを抑制

AOJ アキレス腱用装具 ©

- 採寸 + 採型で製作
- 納期：約 2 週間〜

ジョイント部分で角度調整可能
任意角度で固定も可能です

拡大画像



対象疾患：アキレス腱損傷・アキレス腱断裂 等

目的・特徴

- 関節可動域の固定
- 屈曲・伸展角度を任意に設定







伸展固定



屈曲固定

AOJ　2輪カート

遠方でも製作可能

オーダーメイド
ORDER-MADE

対象疾患：胸腰椎ヘルニア・外傷性脊髄損傷・脊髄腫瘍 等

特徴


- アルミニウム製のため軽量
- 重心位置調整の為、後輪位置を移動することが可能
- 乗せ降ろし簡単
- ４輪へ改造が可能
- 超小型犬から超大型犬まで製作可能

【フレームカラー選択可能】

ブルー・レッド・シルバー・オレンジ・
ブラック・シャンパンゴールド

※フレームサイズによっては、ご選択できないカラーもございます。

車輪の位置を、わんちゃんの状態やカートの仕様によって、簡単に移動させることができます。



アルミパイプタイプ



アルミ棒タイプ





製作例：大型犬用

歩行動画

QR コードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

アルミパイプタイプ　　アルミ棒タイプ

【ご注文の流れ】

ご来店頂かなくても、採寸データと仮合せのご協力のみで、製作可能です。

採寸 → 仮合せ → 納品
約 2 週間　約 2 週間

アフターフォーローもしっかりさせていただきます。

AOJ　義足

- 採寸＋採型で製作
- 納期：約１ヶ月～

オーダーメイド
ORDER-MADE

対象疾患：前肢・後肢の断脚

※断脚を予定されている場合は、事前にご相談も可能です。

目的・特徴

- 断脚後の歩行具
- 歩行時も脱げにくく安全保護
- 断端を傷つけない義足


歩行動画

QR コードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

義足無し　　義足有り



拡大画像







拡大画像







ライナー式義足

拡大画像



AOJ　4輪カート

遠方でも製作可能

オーダーメイド
ORDER-MADE

対象疾患：変性性脊髄症・頸椎椎間板ヘルニア・脳腫瘍 等

特徴

- アルミニウム製のため軽量
- 前輪の脱着が可能
- 乗せ降ろし簡単
- 合成皮革で体を優しくホールド
- 病状に合わせてセミロング・介助カートへ改造が可能
- 超小型犬から超大型犬まで製作可能

【フレームカラー選択可能】

ブルー・レッド・シルバー・オレンジ・
ブラック・シャンパンゴールド

※フレームサイズによっては、ご選択できないカラーもございます。

アルミパイプタイプ



アルミ棒タイプ




前肢が更に弱い場合は**セミロング４輪カート**

前肢にも８の字シートが追加されている為、より体重を免荷する事が可能



8の字シート（前肢用）　8の字シート（後肢用）



歩行動画

QR コードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

４輪タイプ　セミロング４輪タイプ

【ご注文の流れ】

ご来店頂かなくても、採寸データと仮合せのご協力のみで、製作可能です。

採寸 → 仮合せ → 納品

約２週間　約２週間

アフターフォローもしっかりさせていただきます。

AOJ　介助カート ©

遠方でも製作可能

オーダーメイド
ORDER-MADE

対象疾患：変性性脊髄症・老化による四肢麻痺・自立・歩行困難 等

特徴

- 4 輪カートを介助カートに加工可能
- アルミニウム製のため軽量
- 手押しバー付
- 乗せ降ろし簡単
- 合成皮革で体を優しくホールド
- 今までと変わらない視界（高さ）でお散歩できる
- 超小型犬から超大型犬まで製作可能



【フレームカラー選択可能】

ブルー・レッド・シルバー・オレンジ・
ブラック・シャンパンゴールド

※フレームサイズによっては、ご選択できないカラーもございます。

付属品：前肢乗せベルト・顎乗せベルト
症状の進行に合わせてベルトのカスタム可能



歩行動画

QR コードを読み込むと YOUTUBE に移動します。


顎乗せ + 前肢乗せベルト無し

前肢乗せベルトのみ使用

顎乗せ + 前肢乗せベルト使用 (要頭部保持)

AOJ　オプション付カート ©

顎乗せベルト付



対象疾患：変性性脊髄症・脳腫瘍・全身麻痺 等

- 症状に合わせてオプションを追加
- 軽量アルミニウム使用
- 製作前にしっかり打合せ

ウサギ用カート



顎乗せテーブル付



AOJ 吊り下げトレッドミル©

オーダーメイド
ORDER-MADE


用途：前肢・後肢の歩行訓練・運動不足の解消 等




特徴

- 安心安全な歩行訓練
- ガイドバーによる旋回揺れ防止
- 調整可能な負荷設定
- 介助歩行が困難な場合の歩行訓練
- 体重の免荷、旋回防止により、負担の少ない歩行訓練が可能

詳細は、お問い合わせください。



※ガイドバーにより前後・左右・回旋の揺れを防止し
安全な訓練が可能になります



アニマルオルソジャパンは展示動物・産業動物も応援しています。
Animal Ortho Japan suppots Exhibition and industrial animals






仔象用スリング



仔象用ファンクショナルブレース



仔牛用義足





馬用前肢装具

アクセスマップ



既製品に関しては、デモ機をご用意しております。
ご希望される場合は、お問い合わせください。

ご来店は予約制となっております。
事前にご連絡いただき予約をお願い致します。

〒485-0804
愛知県小牧市大字池之内蓮池 409 番地 1
tel.（0568）48-8610（代）
fax.（0568）48-8612
email: info@animalorthojapan.jp

営業時間：AM 8：30 ～ PM 5：00
定 休 日：水曜・日曜・祝日（年末年始等）
および第 1.3.5 土曜

アニマルオルソジャパン
http://www.animalorthojapan.jp

LINE 公式アカウント

Rakuten
https://www.rakuten.co.jp
/matsumotogishi/

https://www.facebook.com
/animalorthojapan8611/

Instagram
https://www.instagram.com
/animalorthojapan/

アニマルオルソジャパン
株式会社松本義肢製作所